

FGM Tech

PowerLight PAD



Tu cuerpo encuentra el alivio que necesita para volver a **move** sin límites.

[Manual de usuario](#)

Bienvenida

Estimado cliente:

Nos complace que haya decidido adquirir nuestra manta de infrarrojos y **queremos agradecerle la confianza** que ha depositado en nuestra empresa.

En las siguientes páginas encontrará **información relevante sobre el producto.**

Le rogamos que **lea atentamente estas instrucciones**, las conserve para futuras consultas y las ponga a disposición de otros usuarios si es necesario.

Si tiene alguna pregunta sobre el uso de la manta de infrarrojos, **no dude en ponerse en contacto con nosotros.**

Atentamente,
El equipo de **FGM Tech Laser Co.**

Índice

Detalles de dispositivo.....4

Especificaciones técnicas

Accesorios incluidos

Uso del dispositivo.....5

Funcionamiento

Tiempo recomendado de uso

Después del uso

Limpieza

Protocolos de Uso.....6

Quemaduras y lastimaduras

Raspones y ampollas

Antiinflamatorio superficial, contusiones,
dobladuras de muñecas, edemas

Dolores agudos o crónicos

Confianza y seguridad certificada

Seguridad y soporte.....7

Advertencias y precauciones

Solución de problemas

Contraindicaciones

Garantía

Propiedades Técnicas

- **Cantidad de diodos LED: 60**

60 unidades rojas 660nm + infrarojos 810nm = 1:2

- **Función TIMER**

Programable en 5 - 10 - 15 - 20 - 30 minutos con mando intuitivo y fácil de usar.

- **Potencia total máxima de salida 9W**

Incluido transformador, con salida USB tipo C.

- **Densidad de Potencia: 100 mW/cm²**

- **Portable, flexible y lavable**

Incluye porta PAD para fácil portabilidad
Posibilidad de limpiar la superficie interior de silicona.

- **2 Longitudes de onda**

660nm y 810nm

Accesorios incluidos

- ✓ Powerlight PAD
- ✓ Cable de alimentación
- ✓ Velcro® para fijación
- ✓ Adaptador de corriente USB
- ✓ Correa de fijación
- ✓ Parte posterior de la manta con 60 diodos rojos e infrarrojos



Funcionamiento

- Coloque la manta sobre la zona que desea tratar.
- Conecte el cable de alimentación al adaptador USB.
- Enchufe el adaptador USB.
- Encender con boton inferior ON / OFF
- Boton superior elegir potencia L1-L5
- Boton Izquierda determina tiempo
- Boton derecho determina longitud de onda 660nm, 810nm, all.



🕒 Tiempo recomendado de uso

El tiempo que recomendamos es de **15 a 60 minutos por día**. La luz infrarroja penetra profundamente en el cuerpo y contribuye a procesos de curación al elevar la temperatura del tejido.

🗑️ Después del uso

Desenchufe el dispositivo y guárdelo junto con sus accesorios **en un lugar seguro**.

🧼 Limpieza

Siempre **desenchufe el dispositivo antes de limpiarlo**. Limpie los diodos con un paño húmedo. No utilice solventes.

Protocolos de Uso

Quemaduras y lastimaduras

L1 - 15 minutos - 2 por día - long 660

Raspones y ampollas

L2 - 15 minutos - 2 por día - long 660

Antiinflamatorio superficial, contusiones, dobladuras de muñecas, edemas

L3 - 20 minutos - 2 por día - long 660&810 (all)

Contracturas

L4 - 30 minutos - 1 por día - long 810

Dolores agudos o crónicos

L5 - 30 minutos - 2 x día - long 660&810 (all)

Confianza y seguridad certificada

Los productos de **FGM Tech** han sido desarrollados bajo **los más altos estándares de calidad y seguridad**, y cuentan con certificaciones oficiales como **ANMAT** (Argentina) y **CE** (Unión Europea). Esto garantiza que cada dispositivo ha sido **rigurosamente testeado**, ofreciendo al usuario la tranquilidad de estar utilizando tecnología aprobada, confiable y segura para el uso en el hogar. **Recomendamos siempre verificar la procedencia de los equipos**, ya que el uso de **productos no certificados** o de origen desconocido puede poner en riesgo su salud y no asegurar los resultados esperados.



Advertencias y precauciones

- ⚠ No mire directamente a la luz durante la irradiación ni permita que incida en los ojos de otras personas.
- ⚠ Mantenga el dispositivo fuera del alcance de niños y mascotas.
- ⚠ Este dispositivo solo puede ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas si están supervisados o instruidos por un adulto responsable.
- ⚠ Los niños no deben jugar con el dispositivo ni realizar tareas de limpieza sin supervisión.
- ⚠ Aleje el dispositivo del agua y de superficies calientes.
- ⚠ Si experimenta picazón, cosquilleo persistente u otra reacción inusual, suspenda su uso y consulte a un profesional de la salud.

🔧 Solución de problemas

Si el dispositivo no funciona correctamente o ha sufrido una caída, **contacte a FGM Tech Laser Co.** No intente repararlo usted mismo.

🚫 Contraindicaciones

No usar si toma medicamentos fotosensibles, sobre tumores, si tiene piel sensible o alergia a luz de 810 nm.

🛡️ Garantía

La garantía cubre defectos de fábrica por un año desde la fecha de compra.

Conserve el comprobante. En caso de fallo, contacte a **FGM Tech Laser Co.**